



piuma  
up

Ilustrační foto!

Matrace **PIUMA-UP** se doporučuje pro prevenci a léčbu dekubit, pro dlouhodobé terapie a domácí terapie. Délka cyklu pulzování matrace je 12 minut. Střídání kontaktních míst s pokožkou provádí jemnou masáž, která umožňuje dobrý průtok krve a dobré okysličení tkání, čímž se zabrání vzniku dekubit. Pomocí tlačítka snadno nastavíte tlak na základě hmotnosti pacienta.

- 18 prvků matrace Nylon + PVC o celkové výšce 10,2 cm jsou zvláště pohodlné, zajištěné knoflíky, snadno vyměnitelné v případě zlomení a omyvatelné.
- kompresor je možné díky plastovým hákům na zadní straně snadno umístit na všechny typy lůžek.

### Technické údaje – kompresoru:

- 220V / 50-60 Hz
- tlak: 40-100 mm Hg
- napájecí kabel: 2 m
- výstup vzduchu: 6-7 l/min.
- doba cyklu: 12 minut
- rozměry: 270 x 130 x 105 mm
- hmotnost: 1,14 kg

### matrace:

- velikost matrace: 2000 x 860 x 120\* mm \*vč. základny
- materiál buňky, základny a krytu: Nylon<sup>®</sup>/PVC
- výška článků (nafouknutá): 10,2 cm
- hmotnost matrace: 3,8 kg
- nosnost: 145 kg

Jedná se o zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit. Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

### STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788  
tel./fax: 553 775 002